ACESSO AO SISTEMA DIGITAL DE TOMOGRAFIA E RAIO-X



PASSO A PASSO

1º) Abra o seu navegador e acesse ao site <u>www.hccgu.com.br</u>, em seguida clique na imagem que está circulada em vermelho na figura abaixo.



Figura 1 - Site do Hospital de Caridade de Canguçu

2º) Insira o Usuário/Senha disponibilizado pelo Setor de Informática do Hospital de Caridade de Canguçu pelo tel: (53) 3252-1100/Ramal 175, como mostra na Figura 2.

Senha :		
	J	
N DE Ca		
ALL OF CARD DE		

Figura 2 - Acesso Usuário/Senha

3º) Na tela inicial do Sistema de Tomografia e Raio-x Digital, clique em SERVIDOR HOSPITAL para ter acesso as imagens do HCC, como mostra na figura 3.

F		сом											
	Loca	SERVIDOR HOSPITAL								medico 🜞 🗸			
			Show 10 🔻 entries	_	Filter:								
			 Patient ID 	Patient Name	Birth Date	Accession Number No data available	Study Date	Study Description	Modality	Instance Count			
			Showing 0 to 0 of 0 entries										

Figura 3 - Tela Inicial do Sistema

4º) Na tela de busca de paciente, deverá ser preenchido obrigatoriamente os seguintes campos:

- Patiente Name [Nome do Paciente]
- Study Date (From) [Data Início]
- Study Date (to) [Data Fim]
 Obs.: Os campos Study Date serão iguais como no exemplo abaixo.

Após o Preenchimento dos dados, clique em Search (pesquisar).

нсс ысом								Hoje Hoje	AM Hoje PM	Ontem				
Local SERVIDOR HOSPITAL													med	œ ≑ •
Search Patient ID	Patie MAR	nt Na IA	ame					Accession Number	Birth Date		Stu	dy Description		
Study Date (From) 09/12/2016	Stud 10/1	/ Da 2/20	te (to 16)		×		Referring Physician	ALL +			earch leset		
	0	S	epte	mbe	r 201	16	Ð							
					1	2	3							
	4	5	6	7	8	9	10							
	18	19	20	21	22	23	24							
	25	26	27	28	29	30								

Figura 4 - Tela de Pesquisa de Paciente

5º) Para ver os exames realizados pelo paciente, clique no nome do mesmo para visualizar o quadro de imagens, localizando-se ao lado esquerdo da tela, como mostra na figura 5.

нсс	DICOM					Hoje Hoje	AM Hoje PM	Ontem					
Local	local SERVIDOR HOSPITAL											medic	o (⇔ -
Searc Pat	h ient ID	Patient MARIA	nt Name Accession Numbe			ber	Birth Date Study Description			-			
Stu 09/	dy Date (From) /12/2016	Study 1 09/12/	Date (to) 2016		Referring Physic	cian	Modalidades ALL	¢	Search Rese	et .			
MAR ID: 6	IALVA^QUINTANA^BRAG	II -								Filter:			
12/09	9/2016 2 Series	\$	Patient ID \$		Patient Name		⇒ Date of Birth ≎	Accession #	≎ Study Date •	, Study Description	≎ Modality ≎	Instance Count	\$
- Imag	ges: 1	0	92	MARIA^L	EONOR^SOARES	PAPINE^(PS)	19311227		12/09/2016 17:51:16		CR	1	
		0	73	MARIA	CLARA^RUTZ^RI	BEIRO (PMC)	20160206		12/09/2016 11:20:14		CR	1	_
		•	69	MARIALV	A^QUINTANA^BR	AGA^(PMC)	19500520		12/09/2016 10:54:03		CR	2	
- Ima	nes: 1	Showin	ng 1 to 3 of 3	entries		_	_				_		
	÷												

Figura 5 - Quadro de Imagens após a pesquisa do paciente

5º) Para visualizar as imagens clique com o botão esquerdo do mouse em cima da imagem a ser analisada pelo médico.



Figura 6 - Imagem Visualizada

Maiores informações: (53) 3252-1100 - Setor de informática Ramal 175